

APLW 031

Donja košara

sa 9 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.



**Image**  
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115922 / Materijal: 11104900 / Stari broj materijala: 69303100D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna, Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Staklenke s uskim grlom [broj]	9
Boce [broj]	9
Erlenmeyerove tikvice [broj]	9
Okrugle tikvice [broj]	9
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	137
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	582
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,52
Bruto masa u kg	6,95