

APLW 032

Donja košara

sa 121 + 24 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115939 / Materijal: 11104910 / Stari broj materijala: 69303200D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Reagens čaše [broj]	121
Bočice [broj]	121
Staklenke s uskim grlom [broj]	24
Boce [broj]	24
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	570
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	536
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	70
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	5,99
Bruto masa u kg	8,31