

APLW 032/1

Donja košara

opremljeno sa 121 injektor. sapnicom APLW 048 i 24 injektor. sapnice APLW 056.



**Image
in progress**

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115946 / Materijal: 11104920 / Stari broj materijala: 69303201D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Crna, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Reagens čaše [broj]	121
Bočice [broj]	121
Staklenke s uskim grlom [broj]	24
Boce [broj]	24
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	575
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	5,99
Bruto masa u kg	13,98
Priloženi pribor	
APLW 048 injektorska sapnica Ø 2,5 mm, dužine 80 mm [broj]	121
APLW 056 injektorska sapnica Ø 6 mm, dužine 225 mm [broj]	24