


APLW 034

Poklopac

Visina 250 mm, za fiksiranje osjetljivog materijala koji se obrađuje.



EAN: 4002516115960 / Materijal: 11104940 / Stari broj materijala: 69303400D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Ostali umetci	•
Poklopac	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	250
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	248
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	248
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	330
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	312
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	315
Neto masa u kg	0,52
Bruto masa u kg	1,38