

APLW 036

Poklopac

Visina 45 mm, za fiksiranje osjetljivog materijala koji se obrađuje.



EAN: 4002516115984 / Materijal: 11104960 / Stari broj materijala: 69303600D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Ostali umetci	•
Poklopac	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	248
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	248
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	45
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	278
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	57
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	285
Neto masa u kg	0,39
Bruto masa u kg	0,53