

APLW 037

Zaštitna rešetka

podesivo po visini, za fiksiranje osjetljivog materijala koji se obrađuje



EAN: 4002516115991 / Materijal: 11104970 / Stari broj materijala: 69303700D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Ostali umetci	•
Poklopac	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	225
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	369
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	380
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	350
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	430
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	510
Neto masa u kg	1,13
Bruto masa u kg	2,82