

APLW 038

Umetak

za optimalan prihvat Erlenmayer tikvica širokog grla i mjernih cilindra.



- Opremljeno sa 14 elast. kuka 175 mm i 14 105 mm visine

EAN: 4002516116004 / Materijal: 11104980 / Stari broj materijala: 69303800D

| | |
|--|-----------------|
| Pripadnost proizvoda | |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij | • |
| Pribor uz uređaj | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Umetak/modul za staklenke uskog grla | • |
| Umetak za razne boce | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Materijal | Plemeniti čelik |
| Boja | Plemeniti čelik |
| Područje primjene | |
| Obrada laboratorijskog stakla | • |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 185 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 195 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 450 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 345 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 435 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 510 |
| Neto masa u kg | 0,60 |
| Bruto masa u kg | 2,41 |