

APLW 039

Umetak

za optimalan prihvat petrijevih zdjelica.



- Prikladno za 26 Petrijevih posuda
- Razmak između držača 24 mm

EAN: 4002516116011 / Materijal: 11104990 / Stari broj materijala: 69303900D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za petrijeve zdjelice	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	83
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	237
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	430
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	255
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	410
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	510
Neto masa u kg	1,17
Bruto masa u kg	2,47