


APLW 041

Umetak

za optimalan prihvat epruveta, visine 130 mm.



- Za primjenu s poklopcem APLW 043

EAN: 4002516116035 / Materijal: 11105010 / Stari broj materijala: 69304100D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za epruvete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Maksimalna visina opremanja u mm	115
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	130
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	220
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	220
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	330
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	300
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	315
Neto masa u kg	0,55
Bruto masa u kg	1,35