


APLW 042

Umetak

za optimalan prihvat epruveta, visine 200 mm.



- Za primjenu s poklopcem APLW 043

EAN: 4002516116042 / Materijal: 11105020 / Stari broj materijala: 69304200D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za epruvete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Maksimalna visina opremanja u mm	215
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	202
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	220
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	220
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	325
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	305
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	310
Neto masa u kg	0,65
Bruto masa u kg	1,60