


APLW 044

Mreža za odvajanje  
za podjelu površine poda APLW 040–042.



EAN: 4002516116066 / Materijal: 11105040 / Stari broj materijala: 69304400D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za epruvete	•
Držač	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	75
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	205
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	200
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	170
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	270
Neto masa u kg	0,36
Bruto masa u kg	0,60