

APLW 045

Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, stožastog oblika, Ø 2,5, duljine 80 mm.



Image
in progress

- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Materijal: 11105050 / Stari broj materijala: 69304500D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	15
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	15
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	90
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	40
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	65
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	118
Neto masa u kg	0,01
Bruto masa u kg	0,02