

APLW 046

Injektorska sapnica

s plasti. nosačem, stožastog oblika i s opružnim držačem, Ø 2,5, duljine 80 mm.

EAN: 4002516116080 / Materijal: 11105060 / Stari broj materijala: 69304600D



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 4 mm

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	20
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	90
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,01
Bruto masa u kg	0,01