

APLW 052

Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika s blokadom, Ø 4, duljine 175 mm.

EAN: 4002516117278 / Materijal: 11105120 / Stari broj materijala: 69305200D



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 5 mm

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska sapnica	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	54
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	54
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	178
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	150
Neto masa u kg	0,02
Bruto masa u kg	0,02