

APLW 053

Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika, Ø 6, duljine 115 mm.

EAN: 4002516116134 / Materijal: 11105130 / Stari broj materijala: 69305300D



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za npr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 10 mm

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	76
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	76
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	123
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	55
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	180
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Neto masa u kg	0,00
Bruto masa u kg	0,01