

APLW 060

Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem i pričvršćenjem s blokadom, Ø 6, duljine 275 mm.



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za npr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 10 mm

EAN: 4002516116264 / Materijal: 11105200 / Stari broj materijala: 69306000D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	95
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	95
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	287
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	55
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	300
Neto masa u kg	0,05
Bruto masa u kg	0,12