

APLW 062

Injektorska sapnica

s plast. nosačem i prihvatom za grlo boce, zvijezda. oblika, Ø 6, duljine 135 mm.

EAN: 4002516116288 / Materijal: 11105220 / Stari broj materijala: 69306200D



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 10 mm
- S blokadom

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska sapnica	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	76
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	76
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	145
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	95
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	110
Neto masa u kg	0,03
Bruto masa u kg	0,07