

APLW 064

Injektorska sapnica

s plast. nosačem i prihvatom za grlo boce, zvjezd. oblika, Ø 6, duljine 225 mm.

EAN: 4002516116301 / Materijal: 11105240 / Stari broj materijala: 69306400D



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 10 mm
- S blokadom

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	76
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	76
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	231
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	55
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	300
Neto masa u kg	0,04
Bruto masa u kg	0,10