

APLW 066

Injektorska sapnica  
s držačem Ø 6, duljine 175 mm.



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 10 mm

EAN: 4002516116325 / Materijal: 11105260 / Stari broj materijala: 69306600D

| Pripadnost proizvoda   |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij | •                                 |
| Pribor uz uređaj   |                                   |
| PLW 6011   | •                                 |
| PLW 6111   | •                                 |
| Kategorija proizvoda   |                                   |
| Injektorska sapnica  | •                                 |
| Svojstva proizvoda   |                                   |
| Materijal  | Žica, presvučena, Plemeniti čelik |
| Boja   | Plava, Plemeniti čelik, Bijela    |
| Područje primjene  |                                   |
| Obrada laboratorijskog stakla                                  | •                                 |
| Dimenzije i težina   |                                   |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm                            | 75                                |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm                            | 75                                |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm                            | 182                               |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm                           | 55                                |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm                           | 180                               |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm                           | 250                               |
| Neto masa u kg   | 0,07                              |
| Bruto masa u kg  | 0,08                              |