

APLW 067

Injektorska sapnica
s držačem Ø 6, duljine 225 mm.



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Uključujući poklopac za sapnicu, Ø 10 mm

EAN: 4002516116332 / Materijal: 11105270 / Stari broj materijala: 69306700D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Žica, presvučena, Plemeniti čelik
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	70
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	70
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	235
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	55
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	180
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Neto masa u kg	0,08
Bruto masa u kg	0,09