

APLW 069

Injektorska sapnica

s podlogom od plemenitog čelika, Ø 8, duljina 255 mm.

EAN: 4002516116356 / Materijal: 11105290 / Stari broj materijala: 69306900D



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Površina nastavka na vrhu sapnice, Ø 17 mm

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Siva
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	87
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	87
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	263
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	350
Neto masa u kg	0,08
Bruto masa u kg	0,09