

APLW 071

Injektorska sapnica

s držačem za mjerni cilindar do Ø 105 mm i injekto. sapnice Ø 8, duljine 320 mm.

EAN: 4002516116370 / Materijal: 11105310 / Stari broj materijala: 69307100D



- Prikladno za uobičajene injektorske košare i kolica
- Prikladno za pr. mjerne cilindre, mjerne tikvice i epruvete
- Površina nastavka na vrhu sapnice, Ø 17 mm

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Siva
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	120
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	120
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	330
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	125
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	165
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	350
Neto masa u kg	0,24
Bruto masa u kg	0,38