

APLW 072

Slijepi vijak

za zatvaranje injektorskih mjesta na nosačima punjenja.



EAN: 4002516116387 / Materijal: 11105320 / Stari broj materijala: 69307200D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PWD 8534	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Ostali pribor	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	10
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	10
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	15
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,00
Bruto masa u kg	0,00