

APLW 085

Prihvata za grlo boce

Ø 33 mm, za injektorske sapnice Ø 6 mm.



**Image**  
in progress

EAN: 4002516116615 / Materijal: 11105450 / Stari broj materijala: 69308500D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Ostali pribor	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plastika
Boja	Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	25
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	25
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	42
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	120
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	170
Neto masa u kg	0,02
Bruto masa u kg	0,02