

APLW 088

Držač

za mjerni cilindar do Ø 105 mm i injektorske sapnice Ø 8.



EAN: 4002516116660 / Materijal: 11105480 / Stari broj materijala: 69308800D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Držač	•
Ostali pribor	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	120
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	300
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	108
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	117
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	305
Neto masa u kg	0,14
Bruto masa u kg	0,23