

APLW 090

Prihvat

za pipete s maks. 14 mm i minimalno 4 mm promjera.



EAN: 4002516116684 / Materijal: 11105500 / Stari broj materijala: 69309000D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Prihvat	•
Ostali pribor	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plastika
Boja	Siva, Crna
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	20
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	20
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	20
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	120
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	170
Neto masa u kg	0,00
Bruto masa u kg	0,00