

APLW 093

Tuljac za pranje

s poklopcima za pipete maksimalno Ø 11 mm



EAN: 4002516116721 / Materijal: 11105530 / Stari broj materijala: 69309300D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Prihvat	•
Ostali pribor	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Silikon
Boja	Plemeniti čelik, Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	25
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	25
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	118
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,05
Bruto masa u kg	0,05