

A 840/2

Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 130 mm, 10 komada.



- Prikladno za injektorska kolica i košare, navojno
- Sastavni dio EasyLoad-sustava
- Pakiranje sa 10 sapnica

EAN: 4002516188841 / Materijal: 11113160 / Stari broj materijala: 69684002D

| Pripadnost proizvoda | |
|--|---------------------------|
| Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij | • |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij | • |
| Pribor uz uređaj | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Injektorska sapnica | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Materijal | Plemeniti čelik, Plastika |
| Boja | Plemeniti čelik, Crna |
| Sastavni dio EasyLoad-sustava | • |
| Područje primjene | |
| Obrada laboratorijskog stakla | • |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 130 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 92 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 86 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 140 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 150 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 260 |
| Neto masa u kg | 0,27 |
| Bruto masa u kg | 0,40 |