

A 843/3

Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 185 mm, 20 komada



- Prikladno za injektorska kolica i košare, navojno
- Sastavni dio EasyLoad-sustava
- Pakiranje s 20 sapnica

EAN: 4002516188902 / Materijal: 11113760 / Stari broj materijala: 69684303D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	185
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	76
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	71
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	140
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	150
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	260
Neto masa u kg	0,43
Bruto masa u kg	0,56