

A 300/3

Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – opremljeno s 8 sapnica.



- Prikladno za razl. labo. stak. kao Erlen. tik., okrugle tik. itd.
- Opremljeno sa 4 sapnice A 840 i 4 sapnice A 841
- Sastavni dio EasyLoad-sustava
- Razmak između sapnica 118 mm u širinu, 118 mm u dubinu

EAN: 4002516188964 / Materijal: 11116900 / Stari broj materijala: 69630003D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za staklenke uskog grla	•
Umetak za razne boce	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Broj pretinaca	8
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	8
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	228
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	208
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	479
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	200
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	240
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	515
Neto masa u kg	1,47
Bruto masa u kg	1,91
Priloženi pribor	
A 840, injektorska sapnica Ø 6 mm, duljine 130 mm [broj]	4
A 841, injektorska sapnica Ø 6 mm, duljine 210 mm [broj]	4