


A 301/5

Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – opremljeno s 18 sapnica.



- Prikladno za razl. labo. stak. kao Erlen. tik., okrugle tik. itd.
- Opremljeno s 9 sapnica A 842 i 9 sapnica A 843
- Sastavni dio EasyLoad-sustava
- Razmak između sapnica 78 mm u širinu, 78 mm u dubinu

EAN: 4002516188971 / Materijal: 11116950 / Stari broj materijala: 69630105D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za staklenke uskog grla	•
Umetak za razne boce	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	18
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	203
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	232
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	480
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	200
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	245
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	515
Neto masa u kg	2,16
Bruto masa u kg	3,17
Priloženi pribor	
A 842, injektorska sapnica Ø 4 mm, duljine 90 mm [broj]	9
A 843, injektorska sapnica Ø 4 mm, duljine 185 mm [broj]	9