


A 302/3

Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – opremljeno s 32 sapnice.



- Prikladno za razl. labo. stak. kao Erlen. tik., okrugle tik. itd.
- Opremljeno sa 16 sapnica A 844 i 16 sapnica A 845
- Sastavni dio EasyLoad-sustava
- Razmak između sapnica 60 mm u širinu, 57 mm u dubinu

EAN: 4002516188988 / Materijal: 11116960 / Stari broj materijala: 69630203D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za staklenke uskog grla	•
Umetak za razne boce	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	32
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	143
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	238
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	479
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	135
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	290
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	590
Neto masa u kg	1,49
Bruto masa u kg	2,67
Priloženi pribor	
A 844, injektorska sapnica Ø 2,5 mm, duljine 80 mm [broj]	16
A 845, injektorska sapnica Ø 2,5 mm, duljine 125 mm [broj]	16