


AW 50/1

Kada za ocjeđivanje  
za košare širine 500 mm kod odlaganja na perilicu.



- Za prihvat kapajuće vode

EAN: 4002516176213 / Materijal: 11227440 / Stari broj materijala: 67213301D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Spremnik za svježu vodu	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Ostali pribor	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	20
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	606
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	604
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	240
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	620
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	710
Neto masa u kg	3,27
Bruto masa u kg	4,37