

## APCL 021

Ladica za filtar niti od plem. čelika  
za filtriranje niti i grubih čestica iz lužine.



- Za ugradnju u odgovarajuće postolje
- Na izvlačenje za brzo i jednostavno čišćenje.
- Lagano vađenje sita za niti od plemenitog čelika
- Zapremnina 24 l
- Promjer priključnog nastavka prema otraga 70 mm

EAN: 4002516228400 / Materijal: 11318880 / Stari broj materijala: 59590016D

Pripadnost proizvoda	
Perilice rublja	•
Pripadnost uređaja/pribora	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Kategorija proizvoda	
Filtar za niti	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Volumen u l	24
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	250
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	499
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	860
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	295
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	550
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	900
Neto težina [kg]	11,00
Bruto masa u kg	13,00