

DGG 50-120

Neperforirana posuda za pripremu na pari
za parnu pećnicu DG 7000 kao i parnu pećnicu s funkcijom mikrov. DGM 6000/7000.

EAN: 4002516244578 / Materijal: 11323320 / Stari broj materijala: 23996130EU1



- primjerice tjestenina, riža, juhe i nabujci
- za pripremu jela u umacima, temeljcima kao i u vodi
- Zapremina: 5,5 l
- Š x D x V: 375 x 197 x 120 mm
- Nije prikladno za način rada sa mikrovalovima!