

KWF 2000

IntensiveClear 2.0

Filtar za vodu s aktivnim ugljenom za MasterCool F 2xx2, KF 2xx2, KFMC 3xxx.

EAN: 4002516307846 / Materijal: 11480330 / Stari broj materijala: 38996095EU1



- Za bitno poboljšanu kvalitetu vode
- Uživajte u čistoj vodi i okusom neutralnim kockicama leda
- Filtrira suspendirane tvari kao i mirise iz vodovodne vode
- Za održ. učinkovit. filtra, potrebna je zamjena svakih 6 mjeseci