

DKF 30-R
Reaktivirajući Longlife AirClean filtar
za Miele nape na kruženje zraka DAD 4x4x

EAN: 4002516382836 / Materijal: 11662830 / Stari broj materijala: 28996418EU1



- U cijeloj kuhinji osjetno svjež zrak bez mirisa
- S aktiv. ugljenom – učinkovito neutra. neugodne mirise od kuhanja
- Regenerira se dva puta godišnje jednostavno u pećnici
- Rok trajanja 3 godine
- Sadržaj: 2 filtra bez okvira
- Manji otpor strujanju zraka zahvaljujući posebnoj izvedbi