

GS RA 503 L

Sjajilo, 500 ml

za najbolje sušenje i nježnu njegu u Miele perilicama posuđa.

EAN: 4002516431503 / Materijal: 11772220 / Stari broj materijala: 21995532EU11



- Sjajna čistoća Vaših čaša
- Podržava sušenje Vašeg posuđa
- Sa formulom za zaštitu stakla od korozije
- Precizno i jednostavno doziranje uz pomoć posebnog zatvarača.
- Boca od 100 % reciklirane plastike – u skladu s okolišem