

KSB 70

PerfectFresh kutija za razvrstavanje  
za preglednu pohranu namirnica u hladnjaku.

EAN: 4002516467496 / Materijal: 11779620 / Stari broj materijala: 36996113EU1



- Od kvalitetnog, prozirnog plastičnog materijala
- Služi za fleksibilno i pregledno čuvanje namirnica
- Može se bočno umetnuti u PerfectFresh pretinac
- Posebno prikladno za namirnice osjetljive na pritisak npr. bobice
- Optimalno za PerfectFresh Active i Pro ladicu K 7000