

GP TDC 141 L  
TwinDos Care  
Srestvo za čišćenje za TwinDos sustav za doziranje.

EAN: 4002516449317 / Materijal: 11787810 / Stari broj materijala: 11997165HR



- Za ispiranje TwinDos vodova za doziranje
- Potrebno primijeniti prije izmjene proizvoda
- Korištenje dulje korisničke stanke (min. 2 mjeseca)
- Osigurava optimalnu funkciju automatskog sustava za doziranje
- Za oko 5 ciklusa pranja
- Za Miele perilice rublja i perilice sa sušilicom rublja s TwinDos