

## DKF 31-R

Regenerirajući filter za mirise s aktiv. uglj. za Miele nape na kruž. zr.  
DAS 4x40, DAS 8x30 i nakon DKFS 31-R za DAS 2x20, DAS 4x20 i DAS 4x30.

EAN: 4002516442219 / Materijal: 11793470 / Stari broj materijala: 28996434EU1



- U cijeloj kuhinji osjetno svjež zrak bez mirisa
- S aktiv. ugljenom – učinkovito neutra. neugodne mirise od kuhanja
- Regenerira se dva puta godišnje jednostavno u pećnici
- Rok trajanja 3 godine
- Sadržaj: 2 filtra bez okvira
- Manji otpor strujanju zraka zahvaljujući posebnoj izvedbi