

KMKT 2040-2

Fiskars „All Steel“ lonac (20 cm | 4 litara)

Posuđe od plemenitog čelika mat četkano ekskluzivno za Miele.

EAN: 4002516527886 / Materijal: 11945210 / Stari broj materijala: 26996104EU1



- 5-slojno dno posuđa za minimalno stvaranje zvukova
- Savršeno prilagođeno Miele indukcijskoj ploči za kuhanje
- Sigurne i ergonomski oblikovane ručke od plemenitog čelika
- Mjerna skala u unutrašnjosti olakšava kuhanje
- Proizvedeno u Finskoj, od neoslojenog plemenitog čelika
- Zapremnina: 4 litre