

KMKT 1825-2

Fiskars „All Steel“ lonac (18 cm | 2,5 litre)

Posuđe od plemenitog čelika mat četkano ekskluzivno za Miele.

EAN: 4002516527893 / Materijal: 11945220 / Stari broj materijala: 26996105EU1



- 5-slojno dno posuđa za minimalno stvaranje zvukova
- Savršeno prilagođeno Miele indukcijskoj ploči za kuhanje
- Sigurne i ergonomski oblikovane ručke od plemenitog čelika
- Mjerna skala u unutrašnjosti olakšava kuhanje
- Proizvedeno u Finskoj, od neoslojenog plemenitog čelika
- Zapremnina: 2,5 litre