

KMKT 2460-2

Fiskars „All Steel“ lonac (24 cm | 6 litara)

Posuđe od plemenitog čelika mat četkano ekskluzivno za Miele.

EAN: 4002516527909 / Materijal: 11945230 / Stari broj materijala: 26996106EU1



- 5-slojno dno posuđa za minimalno stvaranje zvukova
- Savršeno prilagođeno Miele indukcijskoj ploči za kuhanje
- Sigurne i ergonomski oblikovane ručke od plemenitog čelika
- Mjerna skala u unutrašnjosti olakšava kuhanje
- Proizvedeno u Finskoj, od neoslojenog plemenitog čelika
- Zapremnina: 6 litara