

B 4847 FashionMaster
Sustav za parno glačanje
sa zaslonom i dodat. parnom četkom za najbolje rezul. glača. pri maks. udobnosti



- Ravnomjerna raspodjela pare – Miele sačasta podloga
- Rezultati glačanja profesional. kvalitete zahvaljujući 4.0 bar bar tlaka
- Praktično postavljanje/sklapanje 1–2 sustava podizanja
- Najbolji rezultati glač. uslijed podrške aktiv. stola za glačanje
- Praktično ravnanje odjeće na vješalici – Parna četka

EAN: 4002516527091 / Materijal: 11978030 / Stari broj materijala: 13484721A

Dizajn	
Boja glačala	Antracit/bijela
Boja navlake stola za glačanje	Kupina crvena
Savršen rezultat glačanja	
Sačasta podloga	•
Tlak pare u barima	4,0
Količina pare u g/min	100
Vertikalna para	•
Para od stupnja temperature	2
Mlaz pare	•
Trajna para	•
Parna četka	•
Aktivan stol za glačanje (funkcija napuhavanja i usisa)	•
Funkcija usisa	•
2. stupanj snage ventilatora	•
Neprianjajuća podloga	•
Dokazana higijena	•
Vremenski štedljivo glačanje	
Kapacitet spremnika za vodu u l	1,25
Uklonjiv spremnik za vodu	•
Spremnik za vodu s mogućnosti nadopunjavanja	•
Višeslojno glačanje	•
Komfor pri korištenju	
All-in-one	•
1-2 sustav podizanja	•
Prilagođavanje visine bez ograničenja pomoću plinske opruge u mm	830-1020
Kotačići koji štite podove	•
Stol za glačanje s ComfortZone	•
Automatika uključivanja/isključivanja ventilatora	•
Memory funkcija ventilatora	•
Jezična fleksibilnost	•
Navođeno puštanje u pogon	•
Navođeno uklanjanje kamenca	•
Automatsko uklanjanje kamenca	•
Automatsko ispiranje	•
Pretinac za pohranu glačala	•
Pretinac za pohranu priključnog kabela i pribora	•
Sigurnost	
Funkcija hlađenja	•
Funkcija automatskog isključivanja	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	470
Dimenzije u mm (visina)	970
Dimenzije u mm (dubina)	1480
Dimenzije u mm (širina), sklopljen	470
Dimenzije u mm (visina), sklopljen	1280
Dimenzije u mm (dubina), sklopljen	370
Frekvencija u Hz	50-60

B 4847 FashionMaster Sustav za parno glačanje

sa zaslonom i dodat. parnom četkom za najbolje rezul. glača. pri maks. udobnosti



EAN: 4002516527091 / Materijal: 11978030 / Stari broj materijala: 13484721A

Isporučeni pribor

Neprianjajuća podloga

•

Parna četka

•

Premium navlaka stola za glačanje

•

Držač za crijevo

•

Ispitne trakice za određivanje tvrdoće vode

•

Tablete za uklanjanje kamenca

•

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english
(US), español, français,
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,