

KWT 4999 F

Samostojeći hladnjak za temperiranje vina
sa Sommelier setom, FlexiFrame i tri odvojene temperaturne zone.



- Savršena vinska svečanost
Vaših omiljenih vina zahvaljujući
SommelierSet
- Pohrana boca bilo koje veličine/
oblika zahvaljujući FlexiFrame
- Optimalna temp. za ispijanje i
pohranu zahvaljujući odvojenim
temp. zonama
- Optimalna regulacija vlažnosti zraka
s ActiveHumidity
- Optimalna zaštita vina zahvaljujući
izolacijskom staklu otpornom na UV
zrake
- Štiti Vaša istaknuta vina zahvaljujući
integriranoj bravi vrata



EAN: 4002516612421 / Materijal: 12156870 / Stari broj materijala: 39499962EU1

Kategorija uređaja	
Vinski hladnjak	•
Izvedba	
Samostojeći uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Boja kućišta	BlackSteel
Boja prednje strane	Opsidijan crno staklo
Osvjetljenje zone za vino	LED s kontinuiranim prigušivanjem
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
SoftClose	•
Pomoć za otvaranje vrata	SideOpen
Silence sustav	•
Broj rozeta	9
Materijal rešetki	Bukva
Broj FlexiFrame rešetki	9
SelfClose FlexiFrame	•
SommelierSet	•
NoteBoard	Da
Prezenter za boce	•
Pohrana bez vibracija	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Broj temperaturnih zona	3
Podesivi raspon temperature mini. u °C	5
Podesivi raspon temperature maks. u °C	20
Šabat način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Suha stražnja stjenka	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	F
Godišnja potrošnja energije u kWh	144,18
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,39
Sigurnost	
Brava za vrata	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	•
Optički alarm temperature	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	697
Visina uređaja u mm	2013
Dubina uređaja u mm	764
Težina u kg	158,0
Klimatski razred	SN-ST

KWT 4999 F

Samostojeći hladnjak za temperiranje vina
sa Sommelier setom, FlexiFrame i tri odvojene temperaturne zone.




EAN: 4002516612421 / Materijal: 12156870 / Stari broj materijala: 39499962EU1


Zona za vino u l	562
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	562
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	146 boca
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	35
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,0
Isporučeni pribor	
Active AirClean filter	•
Bijela kreča	•

KWT 4999 F


Samostojeći hladnjak za temperiranje vina sa Sommelier setom, FlexiFrame i tri odvojene temperature zone.



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, top view (footnote*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation (footnote*) (installation drawings)