

WA CIP 0302 L

ImpraProtect kapsule

Sred. za impreg. u pak. od 3 kap. za sport. i odjeću za zašt. od kiše. EasyOpen.

EAN: 4002516618973 / Materijal: 12171120 / Stari broj materijala: 11997152EU7



- Djelotvorna impregnacija protiv vlage, vjetra i prljavštine
- Vrhunski rezultati sa završnom termičkom fiksacijom
- Bez fluorokarbonskih smola
- Zadržava prozračnost i elastičnost tekstila
- Posudica od 100 % reciklirane plastike – u skladu s okolišem
- Za 3 primjene – moguća uporaba u svim tipovima perilica