

Guard M1 Flex Podni usisavači

Jaka usisna snaga | Integrirani pribor | Uklj. fleksibilan uski nastavak

EAN: 4002516833796 / Materijal: 12654150 / Stari broj materijala: 41VWF641CE



- ComfortFit: Razvijeno za najviše higijenske standarde
- Dugotrajan: Ispitano na radni vijek od 20 godina*
- Teleskopska cijev EasySlide podesiva po visini
- Idealan za teško dostupna mjesta: fleksibilni nastavak za fuge
- Tipka za način rada: Lako prilagodite snagu usisavanja svojim potrebama
- Praktičan pretinac s trodijelnim priborom za više komfora
- Moderan Koncept dizajna i osvjetljene LED ikone
- Dodatni doseg, manje izmjena utičnica: 11 m radijus djelovanja

* Tijekom razvojne faze promovirane Guard serije usisavača Miele je ispitao modele i osnovne komponente korištenjem 750 sati (= 37,5 sati godišnje) u različitim razinama snage rada. Više: miele.com/20years

Izvedba i dizajn	
Boja	Nordijsko plava
Izvedba	
Podni usisavač s vrećicom za prašinu	•
Linija proizvoda	Guard M1
Izvedba motora	PowerLine
Tip proizvoda	SVWF6
Komfor pri korištenju	
Elektronska regulacija snage rada	MODE tipka
Ergonomska drška za nošenje	•
Ergonomska drška	•
Usisna cijev	Teleskopska cijev sred. veličine, HES
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Obostran
Comfor namatanje kabla	•
Mobilnost	
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne površine	•
Kretanje na 3 točke	•
Radius djelovanja u m	11
Duljina kabla u m	7,5
Sustav filtracije	
Tip vrećice za usisavač	HyClean Pure CO
Volumen vrećice za prašinu u l	4,5
Indikator zamjene vrećice za prašinu	•
Filter izlaznog zraka	AirClean filter
Zaštitni filter motora	•
Sigurnost	
Sustav zaključavanja podnog usisnog nastavka i drške	•
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu	•
Letvica za zaštitu namještaja	•
Tehnički podaci	
Snaga u W	890
Glasnoća izražena u dB	77,0
Širina u mm	496
Visina u mm	227
Težina u kg	6,7
Isporučeni pribor	
Trodijelni pribor	Integrirano
Nastavak za tapecirani namještaj	•
Uski nastavak	•
Posebno dugi, fleksibilni uski nastavak	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Podna četka	•