

Tuyau de Vidange 2,25M

Tuyau de vidange

pour rallonger le tuyau de vidange des lave-vaisselle et des lave-linge

Code EAN: 4002515057797 / Numéro de matériel: 01545806 /
Ancien Numéro de matériel:



- tuyau en matériau flexible
- longueur 2,25 m, diamètre intérieur 22 mm
- un tube de raccordement droit réf. 0164212 est requis
- ou tube équerre réf. 0078149
- et collier de serrage réf. 01627501 (commander deux pièces)
- Ne convient pas pour W1
- seulement adapté pour rallonger le tuyau de vidange