

Ersatzteile Küche
Filtre à peluches
pour filtrer les peluches dans les sèche-linge

Code EAN: 4002511409422 / Numéro de matériel: 01548306 /
Ancien Numéro de matériel:



- Cadre en plastique avec filtre en tissus
- démontable pour le nettoyage
- pour l'ouverture de porte
- à monter à gauche ou à droite
- Contenu : 1 pièce
- pour T3xx, T4xx, T5xx, T1xxx, T5xxx
- Remplacer le composant par la pièce de rechange représentée